



# Laerdal

helping save lives



## Resusci Baby QCPR

### Wysokiej jakości szkolenie w zakresie resuscytacji niemowląt

Manekin Resusci Baby QCPR oferuje nowy poziom szkolenia w zakresie RKO niemowląt i wysokiej jakości szkolenia zespołów pracowników służb ratowniczych, aby zyskały pewność siebie potrzebną do szybkiej reakcji w stresującej sytuacji zatrzymania krążenia u niemowląt.



Precyzyjne informacje zwrotne dotyczące jakości prowadzonej resuscytacji



Zaawansowane techniki udrażniania dróg oddechowych\*



Dostęp doszpikowy\*

\*opcjonalna funkcja

# Resusci Baby QCPR + aplikacja SkillReporter - potrafi więcej

Aplikacja SkillReporter na tablety z systemem Android oraz iOS przekazuje obiektywną informację zwrotną i prowadzi dokładny pomiar wszystkich istotnych parametrów resuscytacji, dzięki czemu ratownicy udzielający pierwszej pomocy mogą ćwiczyć, aż do pełnego opanowania umiejętności.



Ustawienia niestandardowe




Precyzyjne informacje zwrotne



Widok osi czasu



Dane z sesji



Funkcja zapisu i eksportu

## Główne cechy

### RKO

- Aktywne informacje zwrotne dotyczące jakości RKO
- Wentylacja metodą usta-usta
- Oddechy ratownicze wykonywane z użyciem folii ochronnej, maski kieszonekowej oraz worka samorozprężalnego

### Drogi oddechowe

- Realistyczne unoszenie/opadanie klatki piersiowej podczas wentylacji
- Zablockowanie dróg oddechowych – przygięcie i odchylenie głowy
- Wprowadzanie nadgłośniowych przyrządów do udrażniania dróg oddechowych<sup>1</sup>
- Wykonywanie procedur związanych z intubacją dotchawiczą<sup>1</sup>

<sup>1</sup> przy konfiguracji głowy Airway Head

### Tętna

- Tętno na tętnicy ramiennej – generowane ręcznie
- Wkucie doszpikowe (IO)
- Techniki dostępu doszpikowego<sup>2</sup>
- Podawanie płynów<sup>2</sup>

*przy użyciu opcjonalnego urządzenia do dostępu doszpikowego w nodze*

### Ogólne

- Nie zawiera lateksu
- Stabilne połączenie bezprzewodowe Bluetooth LowEnergy
- Akumulator z możliwością ładowania – jedno ładowanie wystarcza na około 37 godzin pracy

## Precyzyjne informacje zwrotne w czasie rzeczywistym oraz podsumowanie

- Częstotliwość i głębokość uciśnień oraz relaksacja klatki piersiowej
- Czujnik wykrywający nieprawidłowe ułożenie rąk
- Częstotliwość i objętość wentylacji
- Liczba uciśnień i sztucznych oddechów
- Odsetek przerw w uciskaniu klatki piersiowej
- Przebieg czasowy RKO – w czasie rzeczywistym, po wydarzeniu oraz zapis sesji<sup>3</sup>
- Dokładne podsumowanie – szczegółowa analiza danych dotyczących uciśnień, wentylacji oraz przerw w uciskach<sup>3</sup>

<sup>3</sup> przy użyciu SimPad PLUS ze SkillReporter lub aplikacji SkillReporter

## Informacje dotyczące zamawiania

### Konfiguracja Resusci Baby QCPR

Resusci Baby QCPR	161-01260
Resusci Baby QCPR z głową Airway Head	162-01260

### Akcesoria

Noga z dostępem doszpikowym Baby	083200
----------------------------------	--------

### Opcje narzędzi do podawania informacji zwrotnych

SimPad PLUS ze SkillReporter	206-300XX
SkillGuide	170-30050
Aplikacja SkillReporter	Tablet – Android/iOS

### Materiały eksploatacyjne

Jednorazowe pełne drogi oddechowe, 5 szt. <sup>4</sup>	161-10550
Jednorazowe płuco, 10 szt.	161-10005
Wymienna wkładka do nogi z dostępem doszpikowym, 5 szt.	082305

<sup>4</sup> Nie do użytku w konfiguracji z głową Airway Head



### SimPad PLUS z oprogramowaniem SkillReporter

Informacje zwrotne na temat jakości RKO na wzmocnionym tablecie SimPad PLUS opracowanym specjalnie dla firmy Laerdal. Dodatkowe funkcje to m.in. tryb zespołowy RKO oraz możliwość podłączenia ShockLink.



### SkillGuide

Mały i przenośny SkillGuide to działające w trybie plug-and-play przewodowe narzędzie do przekazywania informacji zwrotnych, które można wykorzystać podczas szkolenia oddzielnie lub jako uzupełnienie aplikacji SkillReporter i SimPad PLUS z oprogramowaniem SkillReporter.



**Laerdal**  
helping save lives